

## EMERGENCY OIL

OLIO RIPARATORE ALL'OZONO

OZONE RESCUE OIL

L'attività stimolante i processi di riparazione del tessuto cutaneo da parte degli ozonuri è stata ampiamente investigata dai nostri laboratori e ha trovato in Emergency Oil la sua naturale conclusione.

La combinazione di Neozone 4000 (olio di girasole ozonizzato) con alfabisabololo, oggetto di Brevetto n° 0001404677, è sinergica nell'attività sanitizzante ed energizzante il tessuto cutaneo.



### IL PRINCIPIO ATTIVO

#### NEOZONE 4000 15%

Neozone 4000 è olio di girasole ozonizzato a 4000 meq/lit di ossigeno aggiunto corrispondente ad un valore medio del 9.6%.

#### ALFA-BISABOLOLO 1%

Il principio attivo alfa-bisabololo è notoriamente riconosciuto per la sua azione lenitiva.



### IL PRODOTTO

La forma in olio del prodotto è studiata per avere un effetto filmogeno e protettivo della parte da trattare.

Il film idrorepellente, per la sua natura idrofoba, resta sulla pelle garantendo protezione nel tempo mentre gli ozonuri per loro natura con idrofilia aumentata possono essere assorbiti meglio e svolgere la loro funzione stimolante la riparazione con più efficacia.



### INDICAZIONI

- quando è necessario stimolare i processi di riparazione e ottenere una potente azione sanitizzante.
- in generale per trattare arrossamenti e processi infiammatori.



### MODO D'USO

Pulire accuratamente la zona interessata prima di intervenire con Emergency Oil. Nebulizzare da una distanza di circa 15-20 cm accertandosi di coprire bene tutte l'area. Si può ripetere l'applicazione più volte. Ricoprire e proteggere la zona con opportuni bendaggi.



### AVVERTENZE

- conservare lontano da fonti di calore.
- mantenere sotto i 30°C e possibilmente conservare in frigorifero.
- non utilizzare su cute lesa e in caso di ipersensibilità o allergie note verso uno o più componenti.
- tenere fuori dalla portata dei bambini.
- non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- l'applicazione del prodotto su pelle viva può causare bruciore che scompare dopo breve tempo.

Formato  
Flacone PE 15 - 30 ml  
con astuccio



MADE IN ITALY

DOTTORPRIMO

by Cosmoproject  
www.dottorprimo.com